

Mode d'emploi pour essayage de prothèse partielle

Essayage de prothèse partielle est un appareil dentaire fabriqué comme une restauration d'essai. Il est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et conçu pour ressembler à la prothèse partielle finale. L'essayage permet au patient et au praticien dentaire d'évaluer l'ajustement, l'occlusion, l'esthétique, la phonétique et la dimension verticale de l'occlusion.

Indications d'utilisation

L'essayage de de prothèse partielle Dandy est un appareil dentaire qui évalue l'ajustement, l'esthétique et la fonction d'une prothèse partielle avant la fabrication de la restauration finale. Il sert de maquette temporaire pour évaluer la satisfaction du patient et apporter les ajustements nécessaires.

- Ajustement : S'assure que la partie repose confortablement et correctement sur les gencives/dents.
- Occlusion : Vérifie que les dents sont alignées et qu'elles se rencontrent correctement.
- Esthétique : Permet au patient de prévisualiser l'apparence de son nouveau sourire.
- Phonétique : Vérifie si le patient peut parler clairement.
- Ouverture de l'occlusion : Essentiel pour les cas complexes nécessitant des ajustements importants (e.g., l'ouverture d'une occlusion affaissée).

Contre-indication

L'essayage ne doit pas être utilisée dans les situations suivantes :

- Maladie sévère des gencives ou infections buccodentaires
- Troubles hémorragiques non contrôlés
- Dents amovibles
- Allergie ou hypersensibilité aux matériaux utilisés dans l'appareil
- Patients incapables de suivre les instructions ou de communiquer efficacement

Précautions et risques potentiels d'essayages monolithiques

L'essayage comporte certains risques, y compris des réactions allergiques potentielles et un inconfort temporaire. Toutefois, les avantages de l'utilisation de ce dispositif comprennent la capacité d'évaluer l'ajustement, l'esthétique et la fonction de la prothèse partielle avant la fabrication finale. Cela permet des ajustements nécessaires et améliore la satisfaction des patients. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, merci de tenir compte des éléments suivants :

- Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement par les professionnels dentaires.
- Suivez attentivement les instructions du fabricant.
- Seuls les professionnels dentaires devraient modifier ou ajuster l'appareil.
- Cesser l'utilisation en cas d'inconfort ou d'effets indésirables et consulter immédiatement le dentiste.

Types

- Ossature métallique
 - Cobalt-Chrome
 - Titane
 - Il s'agira d'un cadre et de fermoirs métalliques (si commandé), et modèle des dents en cire.
 - Si d'autres fermoirs sont commandés, ils n'incluront pas le fermoir à ce moment.

- Acétyle
- Valplast/Duraflex/TCS
- Acrylique

Mode d'emploi

L'essayage de la prothèse partielle Dandy vise à représenter avec précision l'ajustement, l'esthétique et la fonction de la prothèse partielle finale. La procédure associée consiste à placer l'essayage dans la bouche du patient et à évaluer divers aspects, comme l'alignement de l'occlusion, la parole et le confort général. Les ajustements nécessaires peuvent ensuite être effectués en fonction des commentaires du patient.

Instructions de configuration :

- Avant d'utiliser l'appareil, se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon.
- Placez soigneusement l'essayage dans la bouche, en assurant un ajustement confortable.
- Évaluez l'ajustement, l'esthétique et la fonction en parlant, en mordant et en évaluant le confort général.
- Offrir de la rétroaction sur l'essayage.
- Si aucun changement n'est nécessaire, aucun scan n'est nécessaire; nous fabriquerons l'appareil final.
- Si des éléments doivent être ajustés ou améliorés, veuillez apporter les modifications nécessaires avant de nous retourner la prothèse partielle. (c.-à-d. ajuster l'occlusion, préparer une empreinte d'occlusion, préparer une empreinte de rebasage pour améliorer l'ajustement, marquer une nouvelle ligne médiane, etc.)
- Vous obtiendrez les meilleurs résultats lorsque vous ajustez l'essayage pour répondre aux paramètres que vous voulez pour la prothèse partielle finale.
- Suivre toutes les instructions supplémentaires concernant les réglages ou tâches spécifiques

Durée prévue du défaut, mode et effet sur le patient :

- Il se veut une maquette temporaire et non une restauration à long terme.
- La durée de vie prévue de l'appareil est limitée.
- En cas de défaillance de l'appareil, il peut être nécessaire d'apporter des ajustements ou des remplacements pour assurer une planification précise du traitement et la satisfaction du patient.

Fiches de données de sécurité (FDS)

Vous trouverez ci-joint les fiches de données de sécurité de nos prothèses dentaires partielles.

Fiches de données de sécurité des prothèses partielles

Ceci est la représentation d'un dossier électronique qui a été signé électroniquement, et cette page constitue la manifestation des signatures électroniques.

Tableau des signataires

Nom de l'action	Nom d'utilisateur	Titre	Date de signature
Approbation	Garvin Tran	Gestionnaire, Opérations – QMS	9 sept. 2026 14 h 55

* Les champs de date-heure sont affichés en fonction du fuseau horaire du système : (UTC-04:00) Heure avancée de l'Est (Amérique/New_York)