

Mode d'emploi pour bourrelet de cire

Le bourrelet de cire Dandy est un dispositif dentaire conçu et fabriqué numériquement. Elle est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité et conçue pour offrir un ajustement précis, garantissant ainsi un confort optimal au patient.

Indications d'utilisation

Le bourrelet de cire dentaire Dandy est un dispositif dentaire qui permet d'obtenir un ajustement précis et confortable pour les prothèses dentaires. Elle sert de cadre provisoire pour orienter le processus d'enregistrement de l'occlusion et établir un VDO.

Contre-indication

Le rebord d'occlusion de cire dentaire ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes :

- Maladie sévère des gencives ou infections buccodentaires
- Troubles hémorragiques non contrôlés
- Allergie ou hypersensibilité aux matériaux utilisés dans l'appareil
- Patients incapables de suivre les instructions ou de communiquer efficacement

Précautions et risques potentiels des rebords d'occlusion de cire

L'utilisation du rebord d'occlusion de cire dentaire comporte certains risques, y compris les réactions allergiques potentielles et l'inconfort temporaire. Toutefois, les avantages de l'utilisation de cet appareil comprennent une précision accrue dans le processus d'ajustement de la prothèse dentaire et une satisfaction accrue du patient. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace de rebord d'occlusion de cire pour prothèses dentaires complètes numérique, merci de tenir compte des éléments suivants :

- Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement par les professionnels dentaires.
- Suivre attentivement les instructions spécifiques au cas par cas fournies par Dandy.
- Ne pas modifier ou ajuster l'appareil sans conseils professionnels.
- Interrompre l'utilisation en cas d'inconfort ou de réactions indésirables.

Mode d'emploi

Le rebord d'occlusion de cire pour prothèse dentaire vise à fournir un ajustement précis pour la prothèse complète, ce qui améliore la fonctionnalité et l'esthétique. La procédure consiste à réaliser un enregistrement occlusal afin de déterminer la relation occlusale du patient.

Instructions de configuration :

- Avant d'utiliser l'appareil, se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon.
- Placer la cire pour bourrelet pour prothèse dentaire dans la bouche du patient, évaluer l'ajustement et les dimensions de la cire pour bourrelet en intra-oral, puis l'ajuster en conséquence.
- Modeler la périphérie de la cire pour bourrelet à l'aide d'un composé, de cire ou d'un matériau PVS à haute viscosité, tout en demandant au patient d'effectuer des mouvements fonctionnels. (Il est recommandé d'utiliser de la colle pour plateau PVS.)
- Appliquer un lavage corporel léger et demander aux patients de répéter leurs mouvements fonctionnels.
- Éliminer tout excédent de matériau d'empreinte qui pourrait recouvrir la partie occlusale ou faciale de la cire pour bourrelet.
- Ajuster la cire pour bourrelet pour obtenir un angle de vision (VDO), une prise en bouche et un maintien des lèvres optimaux.
- Évaluer les sons « F, V » et « S » pour vérifier les dimensions du rebord de cire.
- Marquez clairement sur la cire pour bourrelet le contour de l'empreinte dentaire en indiquant les lignes du sourire, les lignes des canines et les lignes médianes du patient.

- De plus, pratiquer des entailles au niveau de la face occlusale et marquer le reste de la cire pour bourrelet non marqué afin de rompre la monotonie de la cire lisse. Cela vous aidera grandement à capturer le scan à 360 degrés.
- Prendre l'empreinte de l'occlusion et éliminer l'excédent de matériau sur les faces buccale et faciale de la cire pour bourrelet.
- Effectuer un scan extra-oral à 360 degrés du ou des bords de la cire pour bourrelet.
- Suivre toutes les instructions supplémentaires fournies concernant les réglages ou tâches spécifiques.

Durée prévue du défaut, mode et effet sur le patient :

- La cire pour bourrelet pour prothèse dentaire est conçue pour résister à une utilisation normale. Cependant, comme tout appareil dentaire, il peut éventuellement nécessiter un remplacement en raison de l'usure.
- La durée de vie prévue de l'appareil peut varier en fonction de facteurs individuels.
- En cas de défaillance de l'appareil, cela peut causer de l'inconfort, compromettre l'enregistrement des occlusions ou nécessiter des procédures dentaires supplémentaires.

Fiches de données de sécurité (FDS)

Vous trouverez ici les fiches de données de sécurité des matériaux de nos prothèses dentaires complètes.

[Fiches de données de sécurité des prothèses dentaires complètes](#)

[Fiches signalétiques des prothèses dentaires partielles](#)

Ceci est la représentation d'un dossier électronique qui a été signé électroniquement, et cette page constitue la manifestation des signatures électroniques.

Tableau des signataires

Nom de l'action	Nom d'utilisateur	Titre	Date de signature
Approbation	Garvin Tran	Gestionnaire, Opérations – QMS	9 sept. 2026 14:58

* Les champs de date-heure sont affichés en fonction du fuseau horaire du système : (UTC-04:00) Heure avancée de l'Est (Amérique/New_York)